

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT
POIRE DE POLITZER
Réf. : 424820

DESCRIPTION GENERALE

Ensemble composé d'une poire élastomère orange avec valve, d'un raccord avec tube naturel et d'une canule montée sur l'extrémité du tube.

NATURE DES COMPOSANTS

Elastomère orange
Raccord et canules plastiques, tube en caoutchouc naturel

METHODES DE FABRICATION


Moulage et assemblage

RESULTAT DE CONCEPTION

Les matériaux utilisés ne sont ni toxiques, ni allergisants.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

SCHEMA/PHOTO DU PRODUIT



ANALYSE DES RISQUES

- a) Utilisation :
- b) Contact avec le patient : *oui*
- c) Matériaux utilisés : pvc souple
- d) Retrait ou apport d'énergie : *non*
- e) Retrait et/ou administration de substance :
- f) Traitement des matières biologiques :
- g) Dispositif stérile : *non*
- h) Modification de l'environnement du patient :
- i) Mesurages : *non*
- j) Interprétation : *non*
- k) Contrôle et interrogation sur d'autres dispositifs ou médicaments :
- l) Sortie d'énergie ou de substances :
- m) Influence de l'environnement :
- n) Association d'accessoires ou consommables :
- o) Etalonnage : *non*
- p) Logiciel : *non*
- q) Durée de vie en rayon limité : *non*
- r) Effets retardés : *non*

DANGERS

nul

DOMMAGES

nul

NORMES UTILISEES

ISO 9002

RAPPORT D'ESSAI ET DE DONNEES CHIMIQUES

ETIQUETAGE ET INSTRUCTION D'UTILISATION