



Réf. **DJTHER002**

JUMPER FR202 Thermomètre Frontal Sans Contact

Thermomètre Numérique Infrarouge à lecture rapide pour enfants et adulte
Équipé d'un capteur de température infrarouge avancé et d'une sensibilité élevée, ce thermomètre électronique prend en charge une mesure instantanée d'une seconde pour obtenir une lecture précise. Distance de Mesure: - 5 cm (0.4-2.0 pouces)

La plage de mesure du thermomètre en mode front est comprise entre 0 ° C et 100 ° C (32.0 ° F - 212.0 ° F)
Précision entre 34.9 à 42,2°C (94,8°F-108°F) est de ± 0,2°C (± 0,4°F).
La plage de mesure Objet: (0.0 ° C - 00.0 ° C / 32.0 ° F - 22.0 ° F)

Fonction alerte de Température Élevée > à 37,5°C / 99,5°F
Mesure Instantanée, Conversion en ° C / ° F

20 Mémoires,
Construit en deux modes (mode adulte et mode enfant) : un bouton permettant de basculer de l'un à l'autre
Mode silencieux
Mesurer la température du front, des objets et air ambiant
Livré avec une pochette souple protège l'appareil et le transporte très facilement.
Mise hors tension automatique en 10 secondes, économie d'énergie, 2 x piles AAA (livré avec)



CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa
Marquage : CE0482

Code barres :
Garantie (mois) : 12

MESURES

Largeur unitaire (cm) :
Longueur unitaire (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :
Poids unitaire (kg) :

Largeur conditionnement (cm) :
Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur conditionnement (cm) :
Poids conditionnement (kg) :
Quantité (PCB) : 1