



5202** avec dossier



5201** sans dossier

✓ Matériaux anti corrosion

✓ Réglable

✓ Lattes « poliglass »

✓ Packaging Herdegen



DESCRIPTIF

Poids supporté 120 kg - Durée de garantie : 2 ans

Ces sièges de bain s'adaptent en toute sécurité sur les bords de la baignoire ou dans la baignoire. Ils s'ajustent à la dimension exacte par réglage et vissage des bras à l'aide de la clé six pans fournie. Ses lattes poliglass, et sa structure métallique aluminium traitée époxy blanc ou bleu, en font un article soigné sans risque de corrosion.

Matériaux : pièces injection plastiques et tubes dur aluminium traités époxy.

Références	Désignations	Hauteur dossier	Largeur assise	Profondeur assise	Dimensions intérieures baignoire	Poids
520111	SB1 sans dossier		38 cm	37 cm	50 à 65 cm	3 kg
520211	SB10 avec dossier	19 cm	38 cm	37 cm	50 à 65 cm	3,5 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
520111	siège de baignoire blanc sb1	3401542211232	Néant
520211	siège baignoire blanc sb10 dossier	3401542211522	