

Dénomination	Bavoirs TENA Bib	
Taille	S/M	M/L
Dimensions (+/- 7%)	<b>37 x 48 cm</b>	<b>37 x 68 cm</b>
Référence	720511	720611
Code ACL/EAN	7322540417999	7322540420012
Poids	10 g	16 g
Présentation	Sachets	



CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	150	150
	Nbre de sachet / carton	6	6
	Nbre cartons / palette	28*	24*
	Poids du carton	9,7 kg	13,06 kg
	Volume carton m <sup>3</sup>	0,056	0,068
	Site de production	Gemerska Horka (Slovaquie)	

## COMPOSITION

VOILE ABSORBANT	2 feuilles de ouate de cellulose, absorbantes Fixation par attaches prédécoupées avec poche de recueil	
	Composition	Ouate de cellulose
	Poids	25 g/m <sup>2</sup>

VOILE DE POLYETHYLENE	Situé entre les 2 feuilles de ouate de cellulose Imperméable	
	Composition	Polyéthylène / Polypropylène
	Poids	14 g/m <sup>2</sup>

## BENEFICES PRODUIT

### Identification

Sachet : information produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet  
Carton : identification du code produit

### Confort

Testé dermatologiquement

### \*Information non contractuelle

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.