



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant
www.medline.com/fr



Fiche Technique

Set d'administration flexible Enema

Référence

DYNDE70100

Description

Le set d'administration flexible Enema contient :

- Poche de 1.5 L avec une tubulure et une canule avec embout lubrifié
- Savon liquide de 9 ml
- Champ de protection résistant aux fluides d'une dimension de 42x45cm

Matières principales

Poche : PVC
Tubulure : PVC
Embout de protection : Résine de polyéthylène (PE)
Valve : ABS
Champ de protection : Cellulose et film de polyéthylène

Conditionnement

48 unités par carton

Emballage

Carton

Fabricant

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la directive 93/42/CEE
Classe du dispositif : I



© 2017 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.
Tous droits réservés

LIT-Enema Kit
DYNDE70100-
FR01

01.01.INT.12