

SAS OLFA
5 Rue du Fourneau
08380 Signy le Petit



FICHE TECHNIQUE

INHALATEUR REF. 6507100 (BLANC)



MATIERE UTILISEE :

Polypropylène homopolymère grade 12 autoclavable à 120 / 130° (20 mn)
Marquage CE

DIMENSIONS : Diam. 14 x H. 20.5 CM

POIDS : 90 GR

VOLUME : 3.110 dm³

PRODUIT FILME

CONDITIONNEMENT PAR 10

Volume du carton : 31.110 dm³

Poids du carton : 1,200 kg

GENCOD SUR CHAQUE PRODUIT

CE PRODUIT EST COMPOSE D'UNE MARMITE ET D'UN DESSUS