

S.A.S. OLFA
5 rue du FOURNEAU
08380 SIGNY-LE-PETIT



FICHE TECHNIQUE

CRACHOIR

REF. 6 505 100 (BLANC)



MATIERE UTILISEE :

Polypropylène homopolymère grade 12 autoclavable à 120 / 130° (20 mn)
Marquage CE

DIMENSIONS : Diam. 14 x H. 7,5 CM

POIDS : 77 GR

VOLUME : 1,3125 dm³

PRODUIT FILME

CONDITIONNEMENT PAR 10

Volume du carton : 14,484 dm³

Poids du carton : 0,930 kg

GENCOD SUR CHAQUE PRODUIT

CE PRODUIT EST COMPOSE D'UN CORPS ET D'UN COUVERCLE