

CRACHOIRS						
Description générale	Crachoir en plastique avec couvercle attachant ou non, contenance graduée jusqu'à 130ml, graduation tous les 10 ml					
Pièces jointes	Oui	Documentation				
Référence, lot	Non					
Dispositif raccordé	Non					
Dispositif à usage unique	Oui	Mono patient				
Dispositif stérile	Non					
Autoclavable	Non					
Nettoyage	Non	A usage unique ne peut être nettoyé				
Substance impropre	Produit attaquant le Polypropylène					
Pièces constitutives	Oui	Uniquement pour les CL14B : cuve et couvercle				
Matières	Polypropylène					
Contient du latex	Non					
Standard fabrication	S.O.					
Conditionnement	Oui	Carton de 500 pièces reconditionnées en 2 sachets de 250 pièces. Dimensions du carton : 600 x 400 x 280 mm. Poids du carton : 5,8 kg				
Etiquetage	Oui	Nom, référence, nombre de pièces				
Stockage particulier	Oui	Sec et propre				
Marquage sur le DM	Oui	Graduation gravée				
Référence	CL15V	CL15BC	CL15B	CL15T	CL15BL	
Désignation	Couvercle attachant					
Dimensions en m	70 x 65					
Couleur	Vert opaque	Bleu ciel opaque	Bleu translucide	Transparent	Blanc opaque	Blanc translucide
Poids net (g)	8					
Contenance (ml)	130					
Utilisation	Dispositif permettant de recueillir les crachats					
Précautions d'emploi	Bien fermer le couvercle après utilisation					
Recyclage / Récupération	Oui / Dans les bacs de déchets ménagers si nettoyé et désinfecté avant					
DEEE/REACH	Non / Oui					
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul					
PVC / Phtalates	Non / Non					