

SAS OLFA
5 rue du Fourneau
08380 SIGNY LE PETIT



FICHE TECHNIQUE

BOCK INJECTION

REF. 6 504 102 (BLANC)



MATIERE UTILISEE :

Polypropylène homopolymère grade 12 autoclavable 120° (20 mn maxi)

DIMENSIONS : Diam. 14 x H. 19 CM

POIDS : 197 GR

VOLUME : 5,445 dm³

PRODUIT MIS EN SACHET 1/2

CONDITIONNEMENT PAR 10

Volume du carton : 53.35 dm³

Poids du carton : 2,993 kg

GENCOD SUR CHAQUE PRODUIT