

SAS OLFA  
5 rue du FOURNEAU  
08380 SIGNY LE PETIT



## FICHE TECHNIQUE

### SEAU HYGIENIQUE ADULTE REF. 6 795 011



. **DESIGNATION** : Seau hygiénique adulte

. **COLORIS** : Blanc

. **MATIERE UTILISEE** : Polypropylène homopolymère grade 12

**POIDS** : 0,7640 Kg

**VOLUME** : 19,075 dm<sup>3</sup>

. **CONDITIONNEMENT** : 5 pièces

Volume du carton : 133,796 dm<sup>3</sup>

Poids du carton : 4,6200 Kg

. **GENCOD SUR CHAQUE PRODUIT**