

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Slip-filet de fixation

MoliPants ® Soft

Référence 947805	Taille ou dimensions produit Small	Référence ACL 9692407
-----------------------------------	---	--

Produit

Les sous-vêtements de maintien MoliPants ® Soft en structure souple et résistante permettent une fixation sûre, hygiénique et aisée des protections pour l'incontinence. Grâce à leur structure en maille, les sous-vêtements de maintien MoliPants ® Soft sont doux et agréables à porter.

MoliPants ® Soft est un dispositif médical de classe I.

Indication

Pour l'incontinence des patients alités et ambulatoires.

Spécifications

Composition :

95 % polyester
3 % elastane
2 % nylon

Code couleur : jaune

Caractéristiques de lavage :

Option 1 : 50-100 cycles
Lavage à 60°C pendant 90 mn. Rétrécissement inf. 5%
Aucun blanchissant et ne pas repasser.

Option 2 : 50-100 cycles
Lavage à 85°C pendant 15 mn ou à 90°C pendant 10 mn - Rétrécissement sup. 10%
Aucun blanchissant et ne pas repasser.

Option 3 : 20 cycles
Lavage à 60°C pendant 10 mn - Rétrécissement inf. 5%
Blanchissant possible (Acide Peroxyacetic), ne pas repasser.

Dimensions :

Longueur totale : 220 +/- 40 mm

Largeur totale : 220 +/- 30 mm

Tour de hanches : 45 - 80 cm

Performances :

Poids total du produit : 25 +/- 4 g

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Les MoliPants ® Soft sont conditionnés par boîte de 3 slips-filets, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
947805	Small	3	16	80

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
947805	Small	161 x 45 x 141 mm	584 x 192 x 180 mm	1200 x 800 x 1950 mm