

Fiche Technique

PRECISE™ - arciformes

Agrafeuses cutanées à usage unique avec agrafes préformées



Dimension de l'agrafeuse

8,5 cm de longueur

Matières premières

Agrafes en acier chirurgical inoxydable non allergénique
Agrafeuse en polyéthylène

Origine matières premières

USA

Produit

Dispositif Médical stérile de classe IIa selon la Directive 93/42/CEE

Marquage CE

Oui – Organisme notifié 0086

Mode de stérilisation

Rayons gamma 25 kgy

Lieu de stérilisation

USA

Lieu de fabrication

Mexique

Durée de vie

5 ans

Code commande	Références	Nbre d'agrafes	Calibre agrafe	Dimensions
PRE5W	DS5	5	0,56	6,5 mm x 5,0 mm (ouverte : 7,0 x 5,0)
PREC15W	DS15	15	0,56	6,5 mm x 5,0 mm (ouverte : 7,0 x 5,0)
PREC25W	DS25	25	0,56	6,5 mm x 5,0 mm (ouverte : 7,0 x 5,0)

Accessoires

Ôte-agrafe à usage unique réf. SR3

- Stérile et utilisable avec toute forme d'agrafe 3M
- 10 ôte-agrafs par boîte

Ôte-agrafe à usage unique réf. SR1

- 1 ôte-agrafe par boîte

Poignée réutilisable réf. RSH100

- Utilisable avec toute forme d'agrafeuse Precise™ 3M
- 12 poignées par boîte

3M France

Marchés de la Santé

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Tél.: 01 30 31 82 82

Fax : 01 30 31 85 65