

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL SHEET

INDICATEUR PRION / PRION INDICATOR

DESCRIPTION DES PRODUITS / *PRODUCT DESCRIPTION*

Indicateur de stérilisation d'autoclave de classe B avec évaluation de 3 paramètres : température, temps et vapeur d'eau saturée. Test à usage unique.

Support en papier thermo-résistant. Indicateur chimique non toxique de couleur jaune. Témoin positif pour comparer le changement de couleur vers le noir/gris. Partie imprimée protégée par un film transparent pour éviter le contact direct de l'impression avec le matériel ou l'opérateur.

Durée de vie 5 ans à partir de la date de fabrication dans des conditions de stockage correctes (éloigné de la chaleur et de l'exposition à la lumière du soleil). Conforme à la norme EN ISO 11140-1 et -6.

Single use, Class B Sterilization indicator for autoclave with 3 evaluation parameters : temperature, time and saturated water vapor

Thermo resistant paper support. Non toxic yellow chemical indicator. Positive mark to indicate the color change to black/gray. Printed face protected by transparent film to avoid direct contact with instruments or operator.

Shelf life 5 years after manufacturing date, within appropriate storage conditions (no excessive heat, no exposition to sun light). Complies with EN ISO 11140-1 and -6

MODE D'EMPLOI / *USER INSTRUCTIONS*

Utiliser au moins un test à chaque charge de stérilisation en plaçant au moins un indicateur prion au centre

Use at least 1 test per sterilization operation, 1 test must be placed in the center of the autoclave

REFERENCE ET CONDITIONNEMENT / *REFERENCE AND PACKAGING*

Référence / <i>Referebce</i>	Conditionnement / <i>Packaging</i>
E5116	10 boîtes par carton. 250 indicateurs par boîte <i>10 boxes per carton, 250 indicators per box</i>

PHOTOS / *PHOTOS*

