

MALLETTES ET SACS MÉDICAUX



DOCTOR - MALLETTE MÉDECIN

EB00003

Mallette essentielle du médecin généraliste en déplacement. **Poche frontale pour documents. Organiseur interne réparti dans 2 compartiments. 2 poches filets. Ampoulier (38). Bretelles sac à dos dissimulées. Compatible chariot à roulettes.** Dimensions : 17x40x30 cm. Poids : 2,6 kg. Coloris : noir.



SUIT&GO - MALLETTE GRANDE CAPACITÉ

EB00011

Caractéristiques identiques au précédent en polyamide gris et finitions bleues. Poignée avec fermeture magnétique. **Bandoulière. Poches avec élastiques. Compartiment pour déchets médicaux. Pochette individuelle pour instrumentation.** Pas d'ampoulier. Dimensions : 16x42x32 cm. Poids : 3,2 kg.



PRACTI - MALLETTE À ORGANISATION MODULABLE

EB00012 BLEU / EB00014 NOIR

Poignée rembourrée. Poche frontale pour documents. Élastiques de rangement. 4 compartiments transparents détachables. Poches de tailles diverses. Séparateurs internes velcro réglables. Bretelles sac à dos dissimulées. Bandoulière. Compatible chariot à roulettes. Protection en caoutchouc sur le dessous. Dimensions : 17x40x30 cm. Poids : 1,9 kg. 2 coloris : bleu, noir-blanc.



URB&GO - MALLETTE À COMPARTIMENTS FERMÉS

EB00013

Poche frontale pour documents. **3 compartiments détachables. 3 poches filets.** Poches de tailles diverses. **Ampoulier (38).** Bretelles sac à dos dissimulées. Bandoulière. Compatible chariot à roulettes. **Protection en caoutchouc sur le dessous.** Dimensions : 16x40x30 cm. Poids : 2 kg. Coloris : gris-jaune.



CARE - SIMPLICITÉ ET GRANDE CAPACITÉ

EB00018

Poche frontale pour documents. 3 compartiments détachables dont 2 transparents, 2 larges poches filets. Bandoulière. Protection en caoutchouc sur le dessous. Dimensions : 15x28x38 cm. Poids : 1,4 kg. Coloris : noir.



CITY - SAC À DOS CITADIN LÉGER

EB00015

Sac à dos de soins avec bretelles réglables en hauteur et largeur. Dos aéré grâce à des renforcements. 2 poches frontales, 2 poches latérales. 5 compartiments transparents dont 2 détachables. Ampoulier (33). Dimensions : 14x28x40 cm. Poids : 1,4 kg. Coloris : gris. Fabriqué en matière bicolore **déperlante**, très facile à nettoyer.



STREET - MALLETTE MÉDICALE CITADINE

EB00017

Poche frontale. Poche centrale avec espace documents, 3 compartiments détachables, ampoulier (38), élastiques de rangement, 1 poche filet. Bretelles sac à dos dissimulées. Bandoulière. Compatible chariot à roulettes. Poignée renforcée. Dimensions : 16x40x30 cm. Poids : 2,14 kg. Coloris : gris.



HOVI - VALISE MÉDICALE

EB00016

Mallette avec chariot intégré, poignée télescopique et roues. 5 compartiments transparents amovibles avec poignées et séparations internes modulables. Ampoulier (43). 2 poches matelassées à l'avant. Poignées supérieure et latérale. Protection à la base et à l'arrière. Dimensions : 18x34x47 cm. Poids : 3,5 kg. Coloris : gris.



CALL - MALLETTE COMPARTIMENTÉE AV AMPOULIER

EB01002

Poche frontale A4 contenant un sac auxiliaire. 6 compartiments amovibles dont 5 transparents. Ampoulier (43). Espace pour collecteur de déchets médicaux. Bretelles sac à dos dissimulées. Bandoulière. Compatible chariot à roulettes. **Protection en caoutchouc sur le dessous.** Dimensions : 12x40x30 cm. Poids : 2,35 kg. Coloris : bleu.



COMMUNITY - MALLETTE INFIRMIER LÉGÈRE

EB01008 BLEU / EB01009 ROSE

Poche frontale pour documents et avec rangements élastiques. Poche centrale avec 2 larges poches filets, 1 compartiment détachable transparent, 1 ampoulier (19). Séparateurs internes velcro réglables. Bandoulière. Compatible chariot à roulettes. Poignée renforcée. **Protection en caoutchouc sur le dessous.** Dimensions : 14x35x25,5 cm. Poids : 1,3 kg. 2 coloris : bleu, rose.



TOTE - SAC À MAIN MÉDICAL AV COMPARTIMENTS

EB00019 GRIS / EB00020 CAMEL / EB00021 NOIR

Ce sac combine à la perfection le style casual d'un « Tote bag » et la fonctionnalité d'un sac médical. Poche rembourrée pour ordinateur ou document. Pochettes pour téléphone ou tablette. Organisateur amovible pour l'instrumentation ou effets personnels. 6 poches filets, 2 poches fermeture éclair, 3 compartiments transparents avec séparateurs intérieurs, élastiques de rangement. Sac entièrement fermable par fermeture éclair. Dimensions : 30x40x16 cm. Poids : 1,36 kg. 3 coloris : gris, camel, noir.



DOC - MALLETTE TRADITIONNELLE

EB12001

Mallette traditionnelle médecin en cuir. 4 compartiments. Ampoulier (38). Fermeture par clé. Bandoulière. Protection métallique dessous. Dimensions : 24x37x27 cm. Poids : 3,3 kg. Coloris : marron.



DOCTOR - MALLETTE CUIR AV BRETELLES SAC À DOS

EB12004 MARRON / EB12007 NOIR

Caractéristiques identiques au précédent avec espace porte-documents et poche arrière dédiée à un ordinateur ou aux fiches patients. Bretelles sac à dos dissimulées. Compatible chariot à roulettes. Dimensions : 15x40x34 cm. Poids : 3,45 kg. 2 coloris : marron, noir.



CLASSY - TOUCHE PROFESSIONNEL D'ÉLÉGANCE

EB12005 MARRON / EB12008 BLEU

Mallette légère en cuir. Compartiment interne spacieux. Serrure. Bandoulière. Dimensions : 20x36x21 cm. Poids : 1,35 kg. 2 coloris : marron, bleu.



TREND - MALLETTE MÉDECIN MODERNE

EB12006

Caractéristiques identiques au précédent avec ampoulier (49) et une association de cuir et polyamide offrant au professionnel un produit révolutionnaire répondant aux dernières tendances de la mode. Dimensions : 23x37x26 cm. Poids : 2,15 kg. Coloris : marron.



MULTY – 1ERS SECOURS EN MILIEU SPORTIF

EB06002 NOIR / 12 GRIS / 13 BLEU / 15 ROUGE / 14 GRIS

Trousse multi-usages conçue pour les soins de 1ers secours dans diverses situations (physiothérapie, activités sportives...). Espace documents, 2 poches filets, plusieurs espaces intérieurs avec séparateurs amovibles, élastiques de rangement. Poignée, bandoulière. Dimensions : 20x34x21 cm. Poids : 0,57 kg. 5 coloris : noir, gris/rose, bleu/jaune, rouge, gris.



GP – SAC LÉGER EN TISSU ROBUSTE

EB06006 NOIR / EB06009 GRIS-BLEU / EB06010 GRIS-ROSE

Sac anti-déchirure, résistant et léger. Poche extérieure, espace document, poches filets, structure interne en nid d'abeille avec séparateurs amovibles, ampoulier (41). Fermeture éclair avec œillets pour cadenas. Renforts caoutchouc dessous. Anse matelassée avec fermeture velcro. Bandoulière. Bretelles sac à dos dissimulées. Dimensions : 25x40x21 cm. Poids : 1,3 kg. 3 coloris : noir, gris/bleu, gris/rose.



MEDIC – GRANDE MALLETTE URGENCES SPORTIVES

EB06005 BLEU / EB06011 NOIR

Mallette grande taille : espace documents, plusieurs poches extérieures, séparateurs velcro amovibles, élastiques de rangement, ampoulier (41). Poignée, bandoulière. Bretelles sac à dos dissimulées. Compatible avec chariot à roulettes. Dimensions : 28x50x24 cm. Poids : 2,26 kg. 2 coloris : bleu, noir.



SPORT – MALLETTE KINÉSITHÉRAPIE SUR CHARIOT

EB06008

Mallette avec chariot à roulettes intégré. Structure rigide. Accès rapide et efficace à tous les instruments ; compartiment extérieur avec 4 trousseaux identifiés par un code couleur, compartiments latéraux avec bandes élastiques, compartiment central en nid d'abeille avec séparateurs amovibles, ampoulier (51). Anse ergonomique et matelassée. Dimensions : 31x35x61 cm. Poids : 6,5 kg. Coloris : noir.



DIA - TROUSSE ISOTHERME POUR INSULINE ET ACC.

EB14001 BLEU / 02 VIOLET / 03 NOIR / 21 GRIS

Trousse conçue pour les personnes diabétiques permettant le transport de l'insuline et des accessoires à température optimale grâce à un compartiment isotherme. À l'avant, une poche conçu pour transporter le matériel de diagnostic : lecteur de glycémie, lancettes, bandelettes de test, etc. À l'arrière, une poche conçu pour accueillir le gel froid et l'outil d'administration de l'insuline. Une température correcte est garantie même en été. Poche plate interne pour le gel froid. 4 coloris : bleu, violet, noir, gris. Dimensions : 5x19x10 cm.

EB14007 ARGENT / 08 ROSE / 09 BLEU

Caractéristiques identiques au précédent avec motifs.

EB14010 ROBOT / 11 CIRQUE

Caractéristiques identiques au précédent avec design pour les enfants.



FIT - TROUSSE TAILLE OU BANDOULIÈRE

EB14005 NOIR / EB14020 GRIS

Caractéristiques identiques au précédent avec port de la trousse en bandoulière ou à la taille grâce à un passage de sangle à l'arrière de celle-ci. Dimensions : 14x20x9 cm. 2 coloris : noir, gris.



DIABETIC - POCLETTE À COMPARTIMENTS

EB14012 GRIS / 16 NOIR / 17 BLEU / 18 ROSE / 19 VIOLET

Élégante pochette dotée de différents compartiments et de bandes élastiques pour ranger le kit du diabétique : 1 poche filet, 1 poche velcro, 4 bandes élastiques, 1 poche isotherme, 1 poche externe. Dimensions : 7x19x10 cm. 5 coloris : gris, noir, bleu, rose, violet.



INSULIN - PETITE TROUSSE ISOTHERME

EB14013 GRIS-JAUNE / 14 INDIE / 15 FLEURS / 22 GRIS

Petite trousse moderne isotherme pouvant contenir 2 injecteurs d'insuline.. Dimensions : 2x20x7 cm. 4 coloris : gris/jaune, motifs indie ou fleurs, gris.



KEEN - ORGANISEUR INFIRMIER DE POCHE

EB01004 BLEU / 5 VIOLET / 6 ROSE / 7 VERT
 EB01011 JEAN
 EB01010 MOTIFS ANIMAUX
 EB01015 BLANC

Conçu pour le transport dans la poche de la blouse de tous les instruments nécessaires aux infirmiers : clés, lampes, pinces, stylos, sparadrap... 3 poches plates, poche filet. Fermeture avec bouton métallique à pression. Système de fixation pour le sparadrap servant de distributeur automatique. Dimensions : 2x15x12 cm.



CONBIO

EB09001
 Collecteur de déchets médicaux 0,19L. Dimensions : 12x7,5x2,1 cm.



GEL FROID RÉUTILISABLE

EB09007
 Doit être mis au congélateur entre 6 et 12h avant utilisation.. Dimensions : 1x17x12 cm.



PHIAL - AMPOULIER ISOTHERME

EB09002
 Ampoulier médical de taille moyenne pour le transport des médicaments dans des conditions de température optimales. Séparateur central matelassé avec bandes élastiques. Dimensions : 5x19,5x13 cm. Coloris : noir.



SET DE 4 COMPARTIMENTS TRANSPARENTS

EB09017
 Compartiments avec code couleurs international : bleu-système respiratoire, rouge-système circulatoire, vert-chirurgical, jaune-pédiatrique. Dimensions : 29x9x10 cm.



CHARIOT À ROULETTES

EB09023
 Chariot à roulettes pliable, robuste, léger. Se plie rapidement grâce à un bouton situé sur la poignée. Bande élastique pour fixer les malles compatibles. Poids : 1,75 kg.

MAP - BRACELET PORTE DOCUMENTS

MB10121 ROUGE / MB10119 NOIR
 Conçu pour porter de façon visible des cartes topographiques ou divers documents importants afin de pouvoir les consulter rapidement. Élastique de maintien ajustable à l'avant-bras + élastique attache-stylo + petit porte-documents.



ONE - SAC BANDOULIÈRE COMPACT

EB08005

Sac bandoulière de premiers soins, pratique pour les voyages ou excursions familiales. 2 poches externes. Fixable au coffre de la voiture par bandes velcro. Dimensions : 7x22x22 cm. Poids : 0,4 kg. Coloris : bleu.



CURE&GO - POCLETTE COMPACTE

EB08009

Pochette flexible mais robuste de premiers secours. Sa petite taille (A5) en fait une pochette parfaite pour transporter le matériel de base. Poche PVC transparente, élastiques de rangement, poches filets. Poignée supérieure. Fermeture éclair. Fixable au coffre de la voiture par bandes velcro. Dimensions : 6x21x15 cm. Poids : 0,15 kg. Coloris : rouge.



HEAL&GO- POCLETTE DE TAILLE SUPÉRIEURE

EB08010

Caractéristiques identiques au précédent avec une taille supérieure (A4). Dimensions : 8x21x30 cm. Poids : 0,3 kg. Coloris : rouge.



JUMBLE - SAC SIMPLE POUR 1ERS SECOURS

EB08004 ROUGE / 07 NOIR / 08 BLEU MARINE / 11 GRIS

Sac de base pour les soins de premiers secours dans divers environnements : écoles, clubs sportifs, voyages ou excursions. Poches sur les côtés, poche centrale avec séparateurs velcro amovibles, poches filets, élastiques de rangement. Dimensions : 20x37x25 cm. Poids : 0,77 kg. 4 coloris : rouge, noir, bleu marine, gris.



SAIL - SAC BANDOULIÈRE ÉTANCHE

EB02003

Sac étanche et flottant, résistant et durable. Terminaisons thermosoudées. 4 compartiments extractibles transparents avec code couleur, 1 compartiment avec poche filet. Bandes réfléchissantes. Bandoulière extractible matelassée. Dimensions : 13x43x35 cm. Poids : 1,4 kg. Coloris : rouge.



RESQ - ÉTUI À INSTRUMENTS POUR URGENCES

EB02028

Étui pouvant être fixé à la ceinture. Poche plate avec clip pour des ciseaux. Petite poche frontale pour glucomètre et oxymètre. Bandes élastiques. Poches latérales pour canules de Guédel, lampe oculaire, etc. Dimensions : 13x5x21 cm.



CRITICAL - SAC AVANCÉ DE 1ERS SOINS

EB02010 ROUGE / EB02011 VERT

Caractéristiques identiques à EXTREME de taille supérieure : 61x29,5x35 cm. Ampoulier (56). Anneaux métalliques pour transport aérien. EB02027

Caractéristiques identiques en précédent avec matériau étanche.



EMERAIR - SAC D'URGENCE OXYGÉNOTHÉRAPIE

EB02006

Mallette d'urgence pour soins avancés. Ouverture rapide à rabat pliable. Rangements divers : élastiques, compartiments détachables. Œillet d'extraction pour tube à oxygène. Poignée renforcée. Bretelles sac à dos dissimulées. Compatible avec chariot à roulettes. Dimensions : 23,5x30x56,5 cm.

EB02007

Caractéristiques identiques en précédent avec matériau étanche.



KIDLE - TROUSSE TAILLE OU CUISSE

EB02013

Trousse conçue pour intervenir en gardant les mains libres. Convient aussi en accessoires pour les sacs par fixation velcro. Ouverture rapide. Poche extérieure. Compartiment pour les ciseaux. Rangements intérieurs, élastiques. Position : taille ou cuisse par fixation sur la ceinture. Dimensions : 28,5x13,5x13 cm.



EXTREME - SAC AVEC SÉPARATEURS ADAPTABLES

EB02008 ROUGE / EB02009 VERT

Sac 1ers soins multifonctions : poignée, bandoulière, sac à dos. Plusieurs poches extérieures. Rangement intérieur : compartiments intérieurs détachables + séparateurs velcro adaptables. Œillet d'extraction pour tube à oxygène. Ampoulier (27). Dimensions : 47x22x28 cm.

EB02026

Caractéristiques identiques en précédent avec matériau étanche.



PARAMED - SAC DE SAUVETAGE SANITAIRE

EB02017 ROUGE / 43 BLEU / 44 VERT / MB11001 NOIR

Sac à dos matelassé avec aérations. Plusieurs poches extérieures. Poignées latérales. Rubans à la base pour maintenir le sac de couchage, et la couverture imperméable inclus à l'intérieur. Œillet d'extraction pour tube à oxygène. Nombreux compartiments. Dimensions : 31x22,5x47 cm.

COMPACT - TROUSSE DE SECOURS À LA TAILLE

EB02030 ROUGE / MB11004 NOIR

Trousse de secours individuelle ultra-compacte. Système d'attache pour la ceinture. Rangement facile et organisé du matériel de soins basique. Système d'ouverture rapide avec double fermeture. Dimensions : 10x7x15 cm.

FAST - TROUSSE DE SECOURS JAMBIÈRE

EB02031 ROUGE / MB11005 NOIR

Caractéristiques identiques à COMPACT de taille supérieure : 15x7x17 cm. Fixation à la jambe : double système de maintien réglable en hauteur et comprenant des bandes élastiques antidérapantes pour l'ajuster à la jambe.

QUICKAID - TROUSSE TAILLE OU CUISSE

EB02032 ROUGE / MB11006 NOIR

Caractéristiques identiques à FAST de taille supérieure : 20x10x21 cm. Espace intérieur en 2 parties avec séparateur velcro amovible.

PROBE - AMPOULIER GRANDE CAPACITÉ

EB02002

Ampoulier isotherme avec une capacité de 158 ampoules. Poches filets pour accueillir les gels. Sections détachables. Dimensions : 28x21x9 cm.



AMPOULIER TAILLE MEDIUM

EB02029

Caractéristiques identiques au précédent avec une capacité de 84 ampoules. Dimensions : 20x9x14 cm.



POCHETTE ÉPAULE DE 1ERS SECOURS

EM13017

Sac bandoulière avec compartiment principal divisé en 2 poches + 2 poches plus petites. Tissu résistant. Fermetures éclairs renforcés.



BANANE POUR KIT DE 1ERS SECOURS

EM13016-40

Compartiment principale + 3 petites poches à fermeture éclair. Permet un accès direct et rapide au matériel de premiers secours. 4 coloris.



SAC À DOS PETITE CAPACITÉ PLIABLE

EM13044-51

Poche principale + poche porte documents + poches latérales filets. Volume déplié 16L. Dimensions plié : 23x18x2 cm. 8 coloris.

EMERGENCY'S™

SAC LÉGER D'URGENCE

EM13001-41

Sac d'urgence pratique et léger avec 2 séparateurs intérieurs réglables et 1 poche filet dans le rabat pour faciliter l'organisation du matériel sanitaire. 3 poches externes. Bandoulière épaule. Dimensions : 44x25x27 cm. 8 coloris.

EM13021

Caractéristiques identiques au précédent en **matériau étanche**. Coloris rouge.



SAC D'URGENCE DE GRANDE CAPACITÉ

EM13003-52

Caractéristiques identiques au précédent de taille supérieure : 55x31,5x33 cm. Poche supplémentaire au-dessus. Pochette transparente devant. 6 coloris.



SAC À DOS D'URGENCE

EM13006-53

Sac à dos de capacité moyenne avec bretelles renforcées. Compartiment principal divisé en deux par un rabat. Poches filets et PVC transparentes. Poches extérieures. Ouverture rapide. Dimensions : 38x27x42 cm. 7 coloris.

EM13029

Caractéristiques identiques au précédent en **matériau étanche**. Coloris rouge.



SAC À LA TAILLE - COMPACT

EM13007-43

2 configurations de transport : à la taille ou à l'épaule avec la bandoulière fournie. Structure intérieure organisée en nid d'abeille. Dimensions : 34x12,5x16 cm. 5 coloris.



ACCESS - SAC D'URGENCE ACCÈS RAPIDE

EM13013

Son **système d'ouverture** permet une identification facile du contenu et un accès rapide. Matériau robuste et durable pour toute les situations d'urgence. Bandoulière réglable avec zone rembourrée. Bandes réfléchissantes nuit/jour. Dimensions : 45x28x30 cm.



SAC TRAPÉZOÏDAL

EM13015 ROUGE / EM13019 NOIR

Sac à dos de survie de base de forme trapézoïdal, conçus pour effectuer des interventions dans des zones d'accès difficiles. Intérieur compartimenté avec 4 poches transparentes avec classification couleur internationale. Poignée + bretelles de sac à dos. Dimensions : 53x28x19 cm.

Pour découvrir notre catalogue complet

CLIQUEZ ICI

W.EPP
Z.A DU MOULIN
RUE DES ALIZÉS
85 110 CHANTONNAY

TÉL. 02 51 40 32 28
CONTACT@W-EPP.COM

