

FICHE TECHNIQUE

C104PI

BATONNET SOINS DE BOUCHE PETIT CONE PRE IMPREGNE MANCHE PLASTIQUE

DESCRIPTION

- Efficacité : mousse dense et douce, de haute qualité avec forte capacité d'absorption
- Praticité : pré-imprégné de solution au bicarbonate de sodium, parfum menthol

Le bâtonnet soin de bouche mousse cônica pré-imprégné à usage unique assure un soin efficace pour les bouches saines des patients, permettant de prévenir les lésions buccales et de maintenir une bouche propre et saine. Il suffit de tremper le bâtonnet dans un peu d'eau ou de l'introduire directement dans la cavité buccale si la salive est suffisante.

Le risque éventuel de mésusage dans le dosage des solutions liquides (% de dilution) est ainsi évité. Assemblé par un collage fort, le bâtonnet peut résister à une traction forte. Expansée sans agents chimiques, la mousse ne se fragmente pas.

CARACTERISTIQUES

INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour l'hygiène buccale des bouches saines.

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Bicarbonate de sodium, Benzoate de sodium, Acide tartrique/ citrique, colorant naturel, Menthol, Arôme naturel
Mousse blanche petit cone: polyuréthane flexible, Colle DIMAT polyuréthane sans solvant,

Latex ? non

BPA ? non

Phtalates ? non

Considéré comme médicament ? non

Origine animale ou végétale ? non

Stérile ? non

Durée de validité : 5 ans

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE

C104PI

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classe dispositif médical : I

Organisme notifié DM : NA

directive(s) - règlement(s) européen(s) : 2017/745

OPERATEURS ECONOMIQUES :

DISTRIBUTEUR : DIDACTIC

FABRICANT : INTER.MED

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3005909900

Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	EAN	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE	
C104PI	3760139504011	3760139504004	10	3760139503991	100	3760139503984	4000	

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
C104PI					12.00 x 20.00 x 20.00	.348	62.00 x 40.00 x 79.00	14.460

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg