

Tabourets bioleader®

bioleader®



BMBIO®7



BMBIO®70

SPECIFICATIONS

- Hauteur variable de 450 à 650mm par colonne à gaz avec déclenchement manuel sous l'assise
- Revêtement Skaï Boltaflex® avec Prefixx® anti-feu M1 (30 coloris - consulter le nuancier des selleries bioleader®)
- Mousse Bultex® HR35 avec mémoire de forme
- Assise diamètre 370mm
- Piétement 5 branches à roulettes en acier finition époxy, diamètre 530mm (6 coloris - consulter le nuancier des piétements bioleader®)
- Tabouret livré monté

Désignation	Réf.
Tabouret 5 roulettes, assise plate	BMBIO7
Tabouret 5 roulettes, assise épaisse	BMBIO70
Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie	DIA.FLASH



Les coloris des revêtements des tabourets bioleader® peuvent être harmonisés avec ceux de vos fauteuils de prélèvement, divans d'examen et tables gynécologiques.

