

	<b>Marque :</b>	/
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	3 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	2009 en France ( <i>changement de site production en 2020</i> )
	<b>Code CLADIMED :</b>	M50AD01
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	34830
	<b>Version :</b>	D
	<b>Date :</b>	13/06/2021

## DONNEES PRODUIT

### Description

Bande adhésive élastique destinée à être appliquée directement sur la peau, selon la technique Leukotaping® et l'approche TNP (Taping Neuro-proprioceptif).

### Caractéristiques

- . Allongement longitudinal de 90 à 130 %,
- . Confortable, confortable au porter, doux pour la peau,
- . Bonne adhésivité,
- . Enduction de la masse adhésive sous forme de stries ondulées,
- . Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, permet à la peau de respirer,
- . Facile à découper, ne laisse pas de résidus de masse adhésive sur les ciseaux,
- . Pas d'effilochage des bords après avoir coupé la bande et lors de l'allongement,
- . Support déperlant,
- . Disponible en 6 coloris,
- . Formule sans latex, sans phtalates.

### Composition

Support : 93 % coton, 7 % élasthanne

Masse adhésive : acrylique

### Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

### Conditionnement / Stérilisation

Présentation en boîtes unitaires regroupées par 5 avec un film plastique. Produit livré non stérile.

## Références

Code EAN13	Code Produit	Couleur	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809203219	72978-10	Chair	5 m x 2,5 cm	5	50	
4042809203240	72978-11	Chair	5 m x 5 cm	5	50	
4042809203271	72978-12	Chair	5 m x 7,5 cm	5	40	
4042809203394	72978-20	Bleu	5 m x 2,5 cm	5	50	
4042809203424	72978-21	Bleu	5 m x 5 cm	5	50	
4042809203455	72978-22	Bleu	5 m x 7,5 cm	5	40	
4042809203301	72978-15	Rouge	5 m x 2,5 cm	5	50	
4042809203332	72978-16	Rouge	5 m x 5 cm	5	50	
4042809203363	72978-17	Rouge	5 m x 7,5 cm	5	40	
4042809390773	72978-23	Noir	5 m x 5 cm	5	50	
4042809390797	72978-25	Rose	5 m x 5 cm	5	50	
4042809390780	72978-24	Bleu ciel	5 m x 5 cm	5	50	

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

## INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

### Indications

Les bandes sont utilisées selon les techniques de Taping, dans le traitement du lymphœdème, douleurs musculaires et troubles du tonus.

Dans cette utilisation, elles

- ✓ peuvent soutenir le système lymphatique,
- ✓ peuvent améliorer la proprioception,
- ✓ aident à réduire la douleur,
- ✓ peuvent améliorer l'amplitude active des mouvements.

### Contre-indications

Aucune connue.

## CONSEILS D'UTILISATION

### Mode d'emploi

Poser selon la méthode Leukotaping® pour une meilleure efficacité.

### Accessoires associés

Non applicable.

### Entretien

Non applicable. Usage unique.

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

### Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

**Procédés de destruction**

Incinération contrôlée ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

<b>Distributeur</b>	<b>Fabricant légal</b>
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 LE MANS Service Clients : 02 43 83 40 40 Matériorvigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485