

# VELPEAU® STRAPP

## Bande de compression élastique adhésive

REF : 81609, 81610, 81611, 81612, 81614, 81620, 30976, 30977, 30978, 30979

---

### PRODUIT :

REF 81609, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 3 cm.  
REF 81610, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 6 cm.  
REF 81611, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 8 cm.  
REF 81612, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 10 cm.  
REF 81614, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 20 cm.  
REF 81620, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 15 cm.  
REF 30976, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 3 cm.  
REF 30977, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 6 cm.  
REF 30978, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 8 cm.  
REF 30979, Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive, 2,5 m x 10 cm.

---

### COMPOSITION :

Support : 100 % coton.  
Adhésif : caoutchouc de synthèse contenant de l'oxyde de zinc.  
Élément protecteur : 100 % polyéthylène gaufré.

---

### CARACTERISTIQUES :

Bande blanche de compression, à allongement court, élastique, adhésive, perméable à l'air et à la vapeur d'eau et avec une bonne adhérence sur la peau.  
Allongement longitudinal : > 50%.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

---

### PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Rouleau de 2,5 m, longueur non étirée.  
Rouleau cellophané.

Sous boîte individuelle, conforme à la LPPR.

Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive					
REF	Code ACL	Code LPPR	Largeur	Conditionnement de base	Carton Standard
81609	3401075340416	1316981	3 cm	1 rouleau	24 rouleaux
81610	3401075340584	1330892	6 cm	1 rouleau	18 rouleaux
81611	3401075340645	1395526	8 cm	1 rouleau	12 rouleaux
81612	3401075340706	1368370	10 cm	1 rouleau	9 rouleaux
81614	3401075650829	1368370	20 cm	1 rouleau	18 rouleaux
81620	3401075650997	1368370	15 cm	1 rouleau	18 rouleaux

Sous boîte de regroupement (non remboursé).

<b>Velpeau® Strapp, Bande de compression élastique adhésive</b>			
<b>REF</b>	<b>Code ACL</b>	<b>Largeur</b>	<b>Conditionnement de base</b>
30976	3401098490044	3 cm	60 rouleaux
30977	3401098490105	6 cm	30 rouleaux
30978	3401098490273	8 cm	30 rouleaux
30979	3401098489963	10 cm	30 rouleaux

---

**INDICATIONS :**

- traumatologie : contention souple (Strapping) dans les pathologies musculaires, tendineuses et ligamentaires.
- phlébologie : traitement compressif.
- fixation de pansements et d'attelles.

---

**MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

2 possibilités concernant l'application :

- découper, avant la pose, la bande à la longueur souhaitée.
- dérouler la bande en enlevant l'élément protecteur au fur et à mesure de la pose.

Appliquer la bande avec une tension variable suivant les indications.

Poser la bande sur un épiderme propre. Ne pas appliquer sur une peau lésée.

En cas de fourmillements ou d'engourdissements, refaire le bandage en exerçant une tension plus faible. Si le symptôme persiste, consulter un médecin.

Usage unique.

---

**CONTRE-INDICATIONS :**

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, phlegmatia coerulea dolens, thrombose septique, intolérance au produit.

---

**STERILISATION :**

Produit non stérile.

---

**CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, à une température inférieure à 25°C, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité), de l'humidité.

---

**VALIDITE DU PRODUIT :**

3 ans si les conditions de stockage sont respectées.