

Produit distribué par :



Photo non contractuelle

**FICHE DESCRIPTIVE
TECHNIQUE ET COMMERCIALE**

Désignation commerciale	Colis de 12 rouleaux de draps <i>EXTRA FORTS</i> pour tables d'examen 2 plis pure cellulose - 150 formats Marquage : M.Roll
-------------------------	--

Destination :	Utilisation sur tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier Peut se positionner sur notre dérouleur LJ.40
Texte orienté consommateurs	Produit haut de gamme réalisé dans un ouate pure cellulose assouplie, double épaisseur épaisse Assurant d'excellentes caractéristiques mécaniques notamment résistance dans les deux sens de travail ainsi que douceur et capacité d'absorption - emballé sous film individuel garantie d'hygiène parfaite Grand modèle : 57 mètres prédécoupés en 150 formats de laize 50 x 38 cm de long Épaisseur double - Tenue des plis solide garantie par 7 moletages

Références :	interne Global Hygiène EAN13	J.227.Lmr 3700178241140
--------------	---------------------------------	-----------------------------------

Dimensions :	Laize Longueurs selon calculs (voir NB) Poids du rouleau Diamètre intérieur mandrin Diamètre extérieur rouleau	49,8 cm 57 mètres 1 Kg 190 (+/-5%) 39 mm lisse 11,2 < x < 11,5 cm
--------------	--	---

Matière première :	Qualité ouate Blancheur Traitement Aspect Nombre de plis Assemblage Grammage Résistance sans marche Résistance sans travers Allongement Taux de cendre Homologation	ouate 100% pure pâte de cellulose vierge supérieure à 82 % Résistance humide "WS" Lisse 2 épaisseurs par 7 moletages 2 x 20 gr/m2 soit 40 gr/m2 N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur 17% < x < 19% non communiqué /
--------------------	--	---

Conditionnement :	Unité de Facturation (UF) Colis de Poids du colis Dimensions colis Volume colis Type palette Nombre d'UF /palette Nombre de colis /palette Plan de palettisation Dimensions palette hors tout	Carton de 12 rouleaux 12 Rouleaux 15 Kg 000 Larg.445 mm x Prof.335 mm x Haut.510 mm 0,076 m3 80 x 120 cm 20 cartons 20 cartons 4 rangs de 5 colis long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 219cm
-------------------	--	---

Nota Bene :	Version20041028 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR
-------------	---