


Extracteur de lames Swann-Morton



N° / Référence

Réf. 5505 non stérile (boîte de 100) - EXTNS

Réf. 5503 non stérile (boîte de 500) - EXTNS500

Réf. 5502 stérile (boîte de 50) - EXTST

Produit	Extracteur de lames	
Unité de vente	Boîte de 50 unités, 100 unités ou 500 unités	
Conditionnement usine	-	
Stérilisation	Réf. 5505 et 5503 : produit non stérile	
	Réf. 5502 : produit stérilisé par Irradiation au Cobalt 60 à un minimum de 25kGy par Swann-Morton (Services) Ltd, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ Grande Bretagne.	
Matériau	Résine "K" Phillips / qualité K RO1 "Butadiène Styène"	
Composition emballage	Réf. 5505	carton pelliculé blanc imprimé en bleu et vernis machine
	Réf. 5503	carton pelliculé blanc imprimé en bleu et vernis machine
	Réf. 5502	carton pelliculé blanc imprimé en jaune et noir et vernis anti-UV
Sécurité	L'extracteur de lames, stérile ou non stérile, est conçu pour ôter sans danger les lames chirurgicales standards montées sur les manches N°3 et N°4. Il protège le personnel hospitalier en lui épargnant coupures et éraflures pendant le démontage des lames.	
Directive	Non classé en DM	
Normes	Sans marquage CE Fabrication Grande-Bretagne par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield	
Marquage	Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI enregistré sous le numéro 503395500004 – QR code au format Datamatrix avec indication de la référence, du N° de lot et de la date de péremption.	
Conservation	Environnement propre et sec - entre 0 et +40°C - ne pas exposer près d'une source de chaleur.	
Péremption	5 ans à partir de la date de fabrication ou de stérilisation, indiquée sur les emballages	
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.	
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com	