

## FICHE TECHNIQUE

### SET DE RETRAIT IMPLANT GYNECOLOGIQUE SOUS CUTANE

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Set de retrait d'implant gynécologique sous cutané :

- 2 compresses en non tissé 7,5 x 7,5cm
- 1 champ 50 X 60 cm troué avec adhésif
- 1 seringue 3 mL
- 1 aiguille orange
- 1 bistouri N°15
- 1 bande adhésive 10x120mm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 pince halstead mosquito courbé 12 cm
- 1 blister rigide 3 compartiments

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Dispositifs médicaux classe I stériles à usage unique.

Péremption : 5 ans après la date de fabrication

#### UTILISATION

Soin de l'incision créée lors du retrait de l'implant

#### CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
M50202	Carton de 50 sets

#### PHOTO

