

## **CUPULES ET PLATEAUX EN ALUMINIUM**

### **COMPOSITION :**

Alliage d'aluminium.

### **CARACTERISTIQUES :**

Qualité alimentaire (conformes aux règles du « Food and drugs act »).

Forme rectangulaire pour les plateaux et ronde pour les cupules.

Bords roulés.

Nettoyage possible aux ultrasons.

### **PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :**

Référence groupe	Référence fournisseur	Modèle	Dimensions hors tout (en cm)	Volume	Conditionnement de base	Carton standard
85941	SF42211	cupule	Ø : 8,3 – Ht : 1,7	50 cm <sup>3</sup>	500	500
85942	SF42213	cupule	Ø : 8,7 – Ht : 4,0	140 cm <sup>3</sup>	1000	1000
85943	SF42607	plateau	20,4 x 13,9 x 3,2	635 cm <sup>3</sup>	300	300
85944	SF42609	plateau	31,3 x 21,2 x 4,5	2100 cm <sup>3</sup>	200	200

### **INDICATIONS :**

Destinés à la réalisation de sets opératoires et à recevoir des liquides ou des solides.

**Stérilisation possible à la vapeur à 134°C pendant 18 min sous emballage rigide (type container).**

### **MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Précautions d'emploi avec des produits fortement acides ou très oxydants.

### **VALIDITE DU PRODUIT :**

Aucune réserve particulière si les conditions de stockage sont respectées.

### **CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.