

CERTIFICAT

NF 302 Emballages pour déchets *NF 302 Packaging for sharp waste from*

Délivré à / *granted to*
PAROLAI STIL'ECO

ZA de la Grande Ile - 20 rue Paul Heroult
FRANCE 38190 VILLARD BONNOT

Pour les produits suivants / *For the following products*
BOITE ET MINI-COLLECTEURS POUR DECHETS PERFORANTS
STIL'ECO ESSENTIA, STIL'ECO MAXI, STIL'ECO ESSENTIA +
Packaging for sharp wastefrom medical activities
STIL'ECO ESSENTIA, STIL'ECO MAXI, STIL'ECO ESSENTIA +

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

-
FRA 73330 BELMONT TRAMONET

Numéro d'identification :
05/01

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
NF EN ISO 23907 : 2012 - NF X 30-511 : 2015

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF EN ISO 23907 : 2012 - NF X 30-511 : 2015

*On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*



Date de début de validité 08 janvier 2019
Effective date

Date de fin de validité 30 octobre 2021
Expiry date

Certificat n° 31152 révision 8
Modifie le certificat 31152-7



Pascal PRUDHON

Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle

ANNEXE AU CERTIFICAT
N° 31152 Rev.8
APPENDIX TO CERTIFICATE

Emballages pour déchets d'activités de soins
Packaging for wastes from medical activities

Référence / Reference : STIL'ECO ESSENTIA (*) (**)			
Volume nominal (L) <i>Nominal volume (L)</i>	Volume de remplissage (L) <i>Fill volume (L)</i>	Volume total (L) <i>Total volume (L)</i>	Formulation <i>Composition</i>
0,60	0,51	0,63	PP 295 PP 410
0,80	0,69	0,82	PP 295 PP 410
1,10	0,93	1,13	PP 295 PP 410

Référence / Reference : STIL'ECO MAXI (couvercle avec ou sans clapet) (*)			
Volume nominal (L) <i>Nominal volume (L)</i>	Volume de remplissage (L) <i>Fill volume (L)</i>	Volume total (L) <i>Total volume (L)</i>	Formulation <i>Composition</i>
9,00	6,81	8,10	PP 295 PP 410
11,00	8,55	10,31	PP 295 PP 410
13,00	10,00	12,13	PP 295 PP 410

Référence / Reference : STIL'ECO ESSENTIA + (*) (**)			
Volume nominal (L) <i>Nominal volume (L)</i>	Volume de remplissage (L) <i>Fill volume (L)</i>	Volume total (L) <i>Total volume (L)</i>	Formulation <i>Composition</i>
2,00	1,56	2,00	PP 410
3,00	2,00	2,91	PP 410
4,50	3,30	4,29	PP 410
6,50	4,89	6,05	PP 410

(*) Autoclavable à 134 °C pendant 18 minutes / *Autoclavable at 134°C during 18 minutes*

(**) Modèles pouvant être équipés d'un couvercle vert à l'usage des patients en autotraitement / *Models that may be equipped with a green lid for use by self-treating patients*

Le détail des homothéties et formulations est donné dans l'annexe technique AT-05/01-rev. 7.
Homotheties and compositions are detailed within the technical annex AT-05/01-rev. 7.

– FIN DE LISTE –
 – END OF LIST –