

## TENSIOMÈTRES POIGNET

Réf. OMR317

RS7 - HEM6232



OMRON

Garantie 3 ans  
3  
Garantie 3 ans

# TENSIOMÈTRES POIGNET

Réf. OMR317

DISPOSITIF  
MÉDICAL

IIA



DIAGNOSTICS

## RS7 - HEM6232

Le RS7 est un tensiomètre au poignet disposant de la technologie INTellisense et de la détection des battements irréguliers. Il dispose également de la technologie bluetooth et permet de transmettre les mesures à l'application OMRON CONNECT disponible gratuitement sur Apple Store et Google Store.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Symbole «OK» confirmant le bon enroulement du brassard
- ◆ 100 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées
- ◆ Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension
- ◆ Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm
- ◆ Fourni avec piles et boîtier de rangement
- ◆ Validation Clinique

### DONNÉES TECHNIQUES

◆ Plages de mesure	: 40 à 260 mmHg	◆ Humidité	: N/A	◆ Alimentation	: Piles
◆ Dimensions	: 8 x 2x6 cm	◆ Pression	: N/A	◆ Certifications	: N/A
◆ Poids	: 85 g	◆ Protection eau et poussière	: N/A	◆ Organisme notifié	: CE0197
◆ Température	: N/A			◆ Code EAN	: 4015672111172

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola  
Hibiscus Park - bat E  
06200 Nice France

www.fracito.net