

## GLUCOMÈTRE SPENGLER TB100 KIT COMPLET

Réf. 745000



# GLUCOMÈTRE SPENGLER TB100 KIT COMPLET



Réf. 745000

Pour l'autosurveillance et la gestion FACILE de la glycémie

Un appareil facile à utiliser, disponible en Kit complet.

- Mesure complète en 5 secondes
- Echantillon de sang réduit à 0.5 ul
- 4 alarmes programmables (heure + minute)
- Moyenne sur 7/14/30 jours
- Site principal : sang capillaire total au bout du doigt
- Sites alternatifs de prélèvements possibles : sur la paume ou l'avant bras
- Large écran LCD
- Mémoires de 300 mesures
- Dimensions : 92 x 58 x 19 mm
- Poids : 60 grammes

Kit complet est composé de :

- 1 lecteur de glycémie TB 100 avec pile CR 2032 3V
- 10 bandelettes de test
- 10 lancettes
- 1 solution de contrôle
- 1 stylo autopiqueur
- 1 trousse
- 1 mode d'emploi, 1 guide d'utilisation rapide, 1 carnet de note

Code LPP de remboursement :

Glucomètre : 6111380

Bandelettes : 6111350

Kit : 6111367

Lancettes : 6111373

Stylo autopiqueur : 611139672

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui DMDIV (diagnostic In Vitro)

Marquage : CE0537

Code barres : 3700446041649

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9027808000

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,8

Largeur conditionnement (cm) : 12,0

Longueur unitaire (cm) : 9,2

Longueur conditionnement (cm) : 16,5

Hauteur unitaire (cm) : 1,9

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) : 0,600

Poids conditionnement (kg) : 0,220

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/05/2022 12:35 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 745000

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.