

## MONITEUR MULTI-PARAMÈTRES D'URGENCE C30 (ECG 3 DÉRIVATIONS) COMEN

COMEN

Réf. BCMONI07



Batter



Secteur

CE  
1639

DISPOSITIF MEDICAL CLASSÉ IIb  
MEDICAL DEVICE



# MONITEUR MULTI-PARAMÈTRES D'URGENCE C30 (ECG 3 DÉRIVATIONS) COMEN

COMEN

Réf. BCMONI07

**Un moniteur 5 en 1 avec la surveillance de 5 paramètres vitaux. Intuitif grâce à son écran tactile en couleur et très facile à transporter car ultra compact.**

Le moniteur multi-paramètres C30, dédié au premier secours pour une surveillance sur place ou dans les véhicules d'urgence. Il mesure la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation en oxygène (SpO2), la fréquence respiratoire (RESP), la capnographie (EtCO2), la température corporelle et dispose d'un ECG 3 dérivation.

Paramètres: PNI, SpO2, ECG, Respiration, 2 canaux de température (sondes à rajouter), EtCO2 (capteur à rajouter).

Ecran: Tactile 4,3" avec rétro-éclairage.

Double alarme: sonore (réglable) et visuelle à 3 niveaux avec système d'alarme intelligent à 3 couleurs (bleue, jaune, rouge).

PNI: adaptée à tous types de patients (adulte, enfant et nouveau-né).

Stockage: 48 heures de stockage de données et d'analyse des tendances.

Batterie: lithium intégrée de 2200mAh (autonomie de 4 heures).

Options: Sac de transport en option et kit de batterie de transport (7200mAh).

Alimentation: Kit d'alimentation (12V) au véhicule de secours, en option.

Système d'exploitation : Linux.

Dimensions: 19 X 8,2 X 10,5cm.

Poids : 1,5kg.

Garantie: 3 ans.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIb	
Marquage :	CE1639	Code barres :	3661040219479
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	9018193010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	8,2	Largeur conditionnement (cm) :	26,0
Longueur unitaire (cm) :	19,0	Longueur conditionnement (cm) :	28,5
Hauteur unitaire (cm) :	10,5	Hauteur conditionnement (cm) :	21,5
Poids unitaire (kg) :	1,500	Poids conditionnement (kg) :	3,200
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	0	Température maxi :	40
Humidité mini :		Humidité maxi :	93



13/05/2022 12:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCMONI07