

BANDETTES POUR GLUCOMÈTRE SPENGLER TB 100 (LOT DE 50)

Réf. 745010



BANDELETTES POUR GLUCOMÈTRE SPENGLER TB 100 (LOT DE 50)



Réf. 745010

- Flacon de 50 bandelettes pour Glucomètre SPENGLER TB 100
- Bandelettes à utiliser en complément du Kit complet réf. 745000.
- Pour diagnostic in vitro uniquement
- Test de la glycémie sur sang capillaire
- A utiliser dans les 3 mois après ouverture (à conserver entre 4°C et 30°C)

Les bandelettes de test TB 100 sont utilisées avec le glucomètre Spengler TB 100 pour l'analyse quantitative du taux de glycémie (sucre) dans le sang total dont le prélèvement est réalisé à la pointe du doigt, dans la paume ou l'avant-bras. Les bandelettes de test TB 100 sont conçues pour une analyse hors du corps (diagnostic in vitro). Le système de contrôle de la glycémie, le glucomètre TB 100, est destiné à être utilisé chez soi et sur le lieu de travail pour surveiller les taux de glucose dans le sang.

Pensez à jeter tous vos éléments de soins (bandelettes, coton et ouate) dans les cartons récupérateurs pour déchets infectieux. Code LPP de remboursement : 6111350

Chaque bandelette de test présente une zone de test contenant des réactifs chimiques. Lorsque du sang est appliqué sur cette zone, une réaction chimique se produit, puis un courant électrique transitoire se forme. La concentration de glucose dans le sang est calculée à partir du courant électrique détecté par l'appareil, puis le résultat est affiché. Le test mesure le glucose entre 20mg/dl (1,1mmol/l) et 600mg/dl (33,3mmol/l). La bandelette de test TB 100 est étalonnée pour afficher l'équivalent plasma et permettre une comparaison aisée des résultats avec les méthodes de laboratoire.

La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	DMDIV (diagnostic In Vitro)	
Marquage :	CE0537	Code barres :	3700446041656
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90183190
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	11,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	16,4
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	5,2
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,220
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	4	Température maxi :	30
Humidité mini :	0	Humidité maxi :	0



31/03/2022 03:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 745010