

## DERMATOSCOPE DIGITAL FIREFLY DE300

Réf. DFIDE300A



# DERMATOSCOPE DIGITAL FIREFLY DE300



Réf. DFIDE300A

## Dermatoscope connecté pour une utilisation en télémedecine

- Résolution de 2 Mégapixels réels sans traitement avec des techniques d'interpolation.
- Capture des images ou vidéos instantanément : DE300 utilise un moteur de traitement d'image de pointe éliminant pratiquement le décalage visuel, ce qui permet une expérience intuitive d'utilisation.
- Grossissement jusqu'à 35x optiquement et 105x numériquement
- Dermatoscope numérique avec Polariseur intégré de haute qualité offrant plusieurs niveaux de polarisation.
- Équipé de doubles lentilles de verre multicouches, 650nm coupure, offrant ainsi une superbe profondeur de champ et une netteté d'image incomparable.
- Conçu pour la microscopie d'épiluminescence numérique (DELM)
- S'intègre facilement aux systèmes de DME
- Sensor Résolution : 1600x 1200
- Éclairage : 8 LED ultralumineuses / Luminosité entièrement réglable
- Dimensions : 13cm x 3.6cm x 4cm, 90g
- Systèmes d'exploitation Windows 10, 8, 7, Vista, XP et Mac OS-X 10.4 +

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 3760233190097

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 8525803000

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,292

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:40 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DFIDE300A

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.