

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 20 KG

Réf. EKMBC02

KERN

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTEE

CE
0297

DISPOSITIF MÉDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I_m



PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 20 KG



Réf. **EKMBC02**

- Appréciee dans la pédiatrie grâce à sa grande surface de pesée ergonomique et amovible, idéale pour les nourrissons
- Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : pour les bébés agités couchés, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Ecran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,01 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 AA non fournies), ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologation possible en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions surface de pesée :

LxPxH 600x280x55 mm

- Dimensions totales :

LxPxH 600x400x110 mm

- Poids net env. 5,5 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :	CE0297	Code barres :	4045761095854
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	84231090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	28,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	60,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	7,000	Poids conditionnement (kg) :	7,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:03 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMBC02

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.