

## PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE

Réf. EKMBC06

**KERN**



CE  
0297



# PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE



Réf. **EKMBC06**

## Pèse-bébé EKMBC01 avec toise

- Avec toise mécanique, portée 80 cm, pas de 1 mm
- Appréciée dans la pédiatrie grâce à sa grande surface de pesée ergonomique et amovible, idéale pour les nourrissons
- Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : pour les bébés agités couchés, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Ecran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,002 kg jusqu'à 6 kg et 0,005 jusqu'à 15 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 AA non fournies), ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologation possible en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions surface de pesée :  
LxPxH 600x280x55 mm
- Dimensions totales :  
LxPxH 600x400x110 mm
- Dimensions totales avec toise :  
LxPxH 890x470x175 mm
- Poids net env. 5,5 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)		
Marquage :	CE0297		Code barres :	3661040063188
Garantie (mois) :	24		Code douanier :	
Stérile :	Non			

### MESURES

	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :	89,0	Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :	5,500	Poids conditionnement (kg) :

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:04 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMBC06

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE



Réf. EKMBC06

### COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKMBC01	Pèse-bébé MBC portée 15 kg Kern	1
EKMBC03	Toise mécanique à visser Kern pour MBC	1