

## PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBD - 15 KG

Réf. EKMBD01

**KERN**

GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE

CE  
0297

DISPOSITIF MÉDICAL  
MEDICAL DEVICE  
CLASSE  
**I<sub>m</sub>**



# PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBD - 15 KG



Réf. EKMBD01

## Pèse-bébé ergonomique optimisé avec GRANDE SURFACE de pesée

- Surface de pesée résistante en plastique
  - Hygiénique et facile à nettoyer
  - Construction particulièrement plate et légère, facile à transporter et à ranger
  - Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
  - Fonction Hold : pour les bébés agités couchés, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
  - Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
  - Mémoire interne des valeurs de pesée
  - Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles
  - Conversion d'unités possible entre kg et lb
  - Écran LCD, hauteur de chiffres 30 mm
  - Graduation 0,01 kg
  - Fonctionnement sur piles (2 x 1,5V AAA fournies), durée de service jusqu'à 20 h
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions surface de pesée :  
LxP 560x225 mm
  - Dimensions totales :  
LxPxH 650x350x55 mm
  - Poids net env. 2 kg
- En option une sacoche de transport, réf. EKMBD02

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0297

Code barres : 3661040198354

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 84231090

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 65,0

Largeur conditionnement (cm) : 66,0

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) : 48,0

Hauteur unitaire (cm) : 5,5

Hauteur conditionnement (cm) : 17,7

Poids unitaire (kg) : 2,000

Poids conditionnement (kg) : 2,685

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 01:11 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMBD01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.