

## Compresse de boue



- . Fabrication artisanale
- . Concept de chaleur avec un **très bon maintien de température**
- . Enveloppe **non agressive pour la peau** des patients
- . 3 dimensions :
  - 30 x 40 cm** (ref. 65302027)
  - 21 x 38 cm** (ref. 65302028)
  - cervicale 20 x 50 cm** (ref. 65302029)
- . Fabrication allemande
- . Mode d'utilisation :
  - en **cuve hydrotherm**, dans l'eau 3 min. à 70-80°C
  - au **micro-ondes**, 2 min. à 600 watts max. puis palier de 30 sec. si pas assez chaud
- . Code douanier : 38249996
- . T°C de stockage optimal : +10°C / +25°C