

SEMPERMED® Syntegra IR STERILE

Gants de chirurgie synthétiques, non poudrés

REF : 139620, 139621, 139622, 139623, 139624, 139625, 139626, 139627

PRODUIT :

REF 139620, Sempermed® Syntegra IR, Stérile, Gants de chirurgie synthétiques, non poudrés, taille 5,5.
REF 139621, Sempermed® Syntegra IR, Stérile, Gants de chirurgie synthétiques, non poudrés, taille 6.
REF 139622, Sempermed® Syntegra IR, Stérile, Gants de chirurgie synthétiques, non poudrés, taille 6,5.
REF 139623, Sempermed® Syntegra IR, Stérile, Gants de chirurgie synthétiques, non poudrés, taille 7.
REF 139624, Sempermed® Syntegra IR, Stérile, Gants de chirurgie synthétiques, non poudrés, taille 7,5.
REF 139625, Sempermed® Syntegra IR, Stérile, Gants de chirurgie synthétiques, non poudrés, taille 8.
REF 139626, Sempermed® Syntegra IR, Stérile, Gants de chirurgie synthétiques, non poudrés, taille 8,5.
REF 139627, Sempermed® Syntegra IR, Stérile, Gants de chirurgie synthétiques, non poudrés, taille 9.

COMPOSITION :

Polyisoprène.

Gants contenant des accélérateurs de vulcanisation : des dithiocarbamates et des Xanthogénates.

CARACTERISTIQUES :

Gants sans poudre et sans latex, de couleur beige, avec une surface micro- texturée et une longueur minimale de 270 mm.

Forme anatomique, épousant la courbure naturelle des doigts et avec des manchettes à bord roulé.

Taille imprimée sur le dos de la manchette en noir.

Les mesures en double épaisseur sont :

- au niveau des doigts : max 0,54 mm,
- au niveau de la paume : $0,43 \pm 0,05$ mm,
- au niveau de la manchette : Min 0,34 mm.

Conformes aux normes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 et EN 420.

Produits non fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Emballage stérile par paires avec pochette intérieure main droite et main gauche.

Sempermed® Syntegra IR, Stérile, Gants de chirurgie synthétiques non poudrés				
Référence Groupe	Référence Fournisseur	Nombre de paires de gants par boîtes	Conditionnement de base	Carton Standard
139620	3000011681	50	6 boîtes	6 boîtes
139621	3000011682	50	6 boîtes	6 boîtes
139622	3000011683	50	6 boîtes	6 boîtes
139623	3000011684	50	6 boîtes	6 boîtes
139624	3000011685	50	6 boîtes	6 boîtes

139625	3000011686	50	6 boîtes	6 boîtes
139626	3000011687	50	6 boîtes	6 boîtes
139627	3000011688	50	6 boîtes	6 boîtes

INDICATIONS :

Utilisation lors des procédures médicales stériles.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Contrôler l'absence de dommage avant emploi et ne pas utiliser des gants endommagés.

Usage unique.

STERILISATION :

Les gants Sempermed® sont stérilisés par rayonnement.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

3 ans si les conditions de stockage sont respectées.