

PHYSIOLASER 500

LASERTHÉRAPIE

PRODUIT INDIQUÉ POUR ACCÉLÉRER LA RÉCUPÉRATION DES TISSUS INFLAMMÉS, RÉGÉNÉRER LES CELLULES ET AMÉLIORER LA MICROCIRCULATION. PHYSIOLASER 500 FAVORISE LES PROCESSUS DE GUÉRISON NATURELS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

2,6", rétro-éclairé

Source laser

Diode GaAlAs de Classe 4

Puissance maximum

0,5 W $\pm 20\%$

Conçu pour une longueur d'onde de

808 nm

Émission

Pulsée et continue

Dimensions zone cible

Optique 11 mm

Fréquence

Jusqu'à 10000 Hz

Alimentation


Secteur et batterie rechargeable

Dimensions et poids

100x160x35 mm - 433 g

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Dispositif PHYSIOLASER 500
- 1 Tête laser 808nm avec optique 11 mm
- 2 Lunettes de protection (patient et opérateur)
- 1 Bouton d'urgence
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE
0476



FAVORIS



PROGRAMMABLE



PAQUET DE BATTERIES



ALIMENTATION SECTEUR

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 500

LASERTHÉRAPIE

LISTE PROGRAMMES

SANTÉ - RÉÉDUCATION

Arthrose

Entorse cheville

Douleur genou

Œdème Entorse cheville

Douleur articulaire épaule

Épicondylite

Douleur chronique mal de dos

Douleur au cou

Tendinopathies

ESTHÉTIQUE - FITNESS

ESTHÉTIQUE VISAGE

Rides

Acné

Rajeunissement de la peau

Peau - Lifting visage

Rides d'expression

Couperose

ESTHÉTIQUE CORPS

Vergetures sein

Cellulite œdémateuse cuisses, flancs et fessiers

Graisse et cellulite diffusée

Vergetures

Cicatrices