

PHYSIOLASER 2.0

LASERTHÉRAPIE

APPAREIL LÉGER ET PORTABLE, COMPLET AVEC TOUS LES PRINCIPAUX PROGRAMMES POUR TRAITER LES PATHOLOGIES CHRONIQUES ET AIGÜES DU SYSTÈME MUSCULOSQUELETTIQUE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

2,6", rétro-éclairé

Source laser

Diode GaAlAs de Classe 4

Puissance maximum

2 W $\pm 20\%$

Conçu pour une longueur d'onde de

808 nm

Emission

Pulsée et continue

Dimensions zone cible

Optique 11 mm

Fréquence

Jusqu'à 10000 Hz

Alimentation


Secteur et batterie rechargeable

Dimensioni e peso

100x160x35 mm - 404 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Dispositif PHYSIOLASER 2.0
- 1 Tête laser 808nm avec optique 11 mm
- 2 Lunettes de protection (patient et opérateur)
- 1 Bouton d'urgence
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE
0476



FAVORIS



PROGRAMMABLE



PAQUET DE BATTERIES



ALIMENTATION SECTEUR

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 2.0

LASERTHÉRAPIE

Liste Programmes Médicaux

Rev. Fr_10_2021

MUSCULOSQUELETTIQUE

GÉNÉRAL

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Contrattura muscolare

Fibromyalgie

Tendinopathies

Bursite

Œdème

BRAS - MAIN

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Épicondylite

Canal carpien

Tendinite

GENOU

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Méniscope

Fémoro-patellaire

Lésion ligamentaire

Gonalgie

Chondropathie

PIED - CHEVILLE

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Douleur cheville

Fasciite plantaire

Tendinite achilléenne

Entorse

DOS

Arthrose vertébrale

Douleur aiguë

Lombalgie

Douleur myofasciale

Arthrite rhumatoïde

ÉPAULE

Douleur myofasciale

Arthrose

Capsulite adhésive

Conflit sous-acromial

Tendinites

Arthrite rhumatoïde

TÊTE - COU

Arthrose

Cervical chronique

Arthrite rhumatoïde

DERMATOLOGIE

Blessures