



## Informations sur le produit



### Activation sécurisée du système de protection

Les aiguilles hypodermiques de sécurité Agani™, lorsqu'elles sont montées sur une seringue standard Luer-Slip ou Luer-Lock, sont destinées à l'aspiration et à l'injection de liquides à des fins médicales. Après avoir retiré l'aiguille du corps, la gaine de sécurité peut être activée pour couvrir l'aiguille immédiatement après utilisation, afin de limiter les risques de blessures accidentelles par piqûre d'aiguille.

Description	Matériaux
1 Gaine	Polypropylène
2 Collerette	Polypropylène
3 Embase	Polypropylène
4 Canule	Acier inoxydable
Protection	Polypropylène (PP)
Colle	Colle époxy
Lubrifiant	Huile de silicone

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

#### Stérilisation

À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10<sup>-6</sup>

#### Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date de péremption sont imprimés sur le côté en papier de l'emballage blister
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité

#### Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas réutiliser
- À usage unique, à jeter immédiatement conformément aux normes de sécurité locales

## Protection fiable contre les piqûres d'aiguille avec activation à une main

### Gamme de produits

Référence	Couleur	Ø de la canule	Longueur de la canule	Biseau
SAN1825R1	Rose	18 G 1,2 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
SAN1838R1	Rose	18 G 1,2 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
SAN1925R1	Crème	19 G 1,1 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
SAN1938R1	Crème	19 G 1,1 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
SAN2025R1	Jaune	20 G 0,9 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
SAN2038R1	Jaune	20 G 0,9 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
SAN2125R1	Vert	21 G 0,8 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
SAN2138R1	Vert	21 G 0,8 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
SAN2225R1	Noir	22 G 0,7 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
SAN2238R1	Noir	22 G 0,7 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
SAN2325R1	Bleu	23 G 0,6 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
SAN2338R1	Bleu	23 G 0,6 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
SAN2516R1	Orange	25 G 0,5 mm	5/8 pouce 16 mm	Standard 11°
SAN2525R1	Orange	25 G 0,5 mm	1 pouce 25 mm	Standard 11°
SAN2538R1	Orange	25 G 0,5 mm	1 ½ pouce 38 mm	Standard 11°
SAN2613R1	Marron	26 G 0,45 mm	½ pouce 13 mm	Standard 11°
SAN2713R1	Gris	27 G 0,4 mm	½ pouce 13 mm	Standard 11°
SAN3013R1	Jaune	30 G 0,3 mm	½ pouce 13 mm	Standard 11°



STERILE EO

Tous les codes d'articles ne seront pas disponibles lors de la phase 1 du lancement. Veuillez contacter votre représentant Terumo local pour plus d'informations.

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé.  
Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage.  
Date d'établissement juillet 2021

\* « Injection & accès périphérique »



**Terumo Corporation**  
+81 3 6742 8500

**Terumo Europe N.V.**  
+32 16 38 12 11

TERUMO FRANCE S.A.S.  
Bâtiment Renaissance  
3 rond-point des Saules  
78280 GUYANCOURT

R.C. Versailles 73 B 663

[www.terumo-europe.com](http://www.terumo-europe.com)

Votre partenaire Terumo

### Conditionnement

Unité sous blister (film/papier)

Boîte de 100 pièces  
Dimensions 215 x 195 x 85 mm

Carton d'expédition 800 pièces  
Dimensions 455 x 415 x 205 mm



### Statut réglementaire

Certification CE – Dispositif médical de classe IIa

### Organisme notifié

TÜV Product Service GmbH, TÜV SÜD Group 0123

### Fabricant

Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd. (Chine)

### Représentant CE

Shanghai International Corp. GmbH (Europe) - Hambourg, Allemagne

### Distributeur

TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgique

## Choisissez parmi une large gamme de 18 G à 30 G

Le diamètre extérieur de l'aiguille peut être identifié à l'aide de l'embase à code de couleur ISO.

Tous les noms de marque sont des marques commerciales ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs. Publié par Terumo Europe S.A.