

REVITIVE Médical

Combat les douleurs

Soulagement des problèmes de jambes persistants et des douleurs corporelles



CIRCULATION BOOSTER®

Rôle dans la gamme Revitive

Médical est un stimulateur Revitive dernière génération qui offre une thérapie circulatoire haute performance pour les personnes souffrant de troubles chroniques. Son double mode offre en plus une gestion de la douleur corporelle immédiate et temporaire par la technologie TENS. Conçu avec praticité grâce à sa batterie rechargeable. Une offre premium très complète pour vos clients qui recherchent un soulagement quotidien.

Bénéfices thérapeutiques

- Soulage les douleurs aux jambes
- Réduit les gonflements
- Réduit les crampes
- Augmente la distance de marche sans douleur
- Améliore activement la circulation dans les jambes
- Cible et soulage les douleurs corporelles

Cible

Adapté aux problèmes de jambes persistants causés par une **mauvaise circulation** liée aux pathologies suivantes :

Diabète | Hypertension | Taux de cholestérol élevé | Varices

Pourquoi Revitive?

- Dispositif Médical De Classe IIa
- Sans Médicament
- Développé et Testé par des kinésithérapeutes et des chirurgiens vasculaires
- Technologie Oxywave : Efficacité prouvée cliniquement pour augmenter la circulation en cours d'utilisation



Revitive ne convient pas dans les cas suivants:

- Port d'un pacemaker ou défibrillateur cardiovertible implantable automatique (DCIA)
- Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
- Grossesse

Si vous n'êtes pas sûr de vos symptômes, demandez conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien.

Pour toute commande, veuillez contacter notre service Logistique à l'adresse e-mail suivante: logistique@revitive.fr

Pour toute demande SAV, veuillez contacter notre service à l'adresse suivant: contact@revitive.fr

Caractéristiques produit



Double mode d'utilisation
EMS (Électrostimulation musculaire) et TENS (Neurostimulation transcutanée)



Breveté

Isorocker® maximum incliné à 20° Système de basculement unique qui contribue à une meilleure mobilité de la cheville et à l'amélioration de la circulation



Repose-pieds SoftTouch
Repose-pieds surdimensionnés et modelés pour une meilleure stimulation



Rechargeable une autonomie de 210 mins, équivalente à 7 x 30mins



Minuterie réglable



99 niveaux d'intensité

OXYWAVE
TECHNOLOGIE

Offrant une forme d'onde brevetée

Référence **6646-5573AQ-FR** **ACL 6293482** **CNK 4267498**

	Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	369 (L) x 95,5 (P) x 393 (H) mm	1,33
Carton	6	615 (L) x 380 (P) x 415 (H) mm	16,30
Palette	54	Sur demande	

Contenu

Modèle 5573AQ, télécommande avec piles AAA, prise secteur, électrodes corporelles x1 paire, cordons des électrodes x1, manuel de l'utilisateur.



Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (cgv) et emporte leur acceptation sans réserve.

Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos cgv jointes au présent tarif :

- **Tout litige en relation avec une commande ou contrat sera soumis à la compétence Exclusive des tribunaux de paris**
- **Nous conservons la propriété des produits jusqu'au complet paiement du prix**