



FICHE TECHNIQUE TEST BOWIE & DICK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Indicateur de stérilisation de classe B

Indique le bon fonctionnement des autoclaves

Test à usage unique

Durée de vie du test : 3 ans à partir de la date de fabrication

Conforme aux normes EN ISO 11140 parties 1,2,3 & 4

UTILISATION

Test pour contrôle du bon fonctionnement des stérilisateurs à vapeur d'eau

Réagit au bout de 3,5 minutes à une température de 134°C

Vire du jaune au noir

Changement de couleur permanent

REFERENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
E5100	Carton de 20 tests

PHOTO

