



IL 50 Lampe infrarouge


 german
 engineering


Puissance: 300 watts



Dispositif médical



Arrêt automatique à la fin de la minuterie



Chaleur apaisante

Pour soigner le rhume et les tensions musculaires

Vitre en verre céramique

Design exclusif

Angle d'inclinaison réglable en continu (0-50 degrés)

300 watts

Champ d'irradiation 30 x 40 cm

Changement des tubes possible

Minuteur réglable de 1 à 15 min avec affichage

Arrêt automatique à la fin de la minuterie

Avec ventilation

Sécurité anti-surchauffe

2m de câble

Enroulement du câble

100% anti-UV

Produit médical

Dimensions: 27.0 x 28.5 x 19.5 cm

Poids: approx. 1.5 kg

Garantie 3 ans

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 61900 8

Item no.: 619.00