


ATLANTIS IV Siège de bain




Le siège Atlantis IV s'installe sur toutes les baignoires jusqu'à 70 cm de largeur extérieure et pivotent à 360°. Une manette de verrouillage permet de bloquer la rotation dans la position souhaitée. Ses accoudoirs escamotables permettent le transfert latéral.

Matériaux : Acier epoxy traité Cataforez, coupe en polypropylène.
Entretien : liquide ménager non abrasif, chiffon doux pour sécher après utilisation

- > Coque ajourée en polypropylène
- > Traité anti corrosion
- > Stabilisateurs latéraux
- > Gains de protection
- > Accoudoirs escamotables

Conditionnement :
 Carton : 1 - Palette : 4 ou 6



gaine antirayures



accoudoirs escamotables



Existe en version XXL avec manchons extra-larges



DIMENSIONS

Désignations	Atlantis IV	Atlantis IV XXL
Dimensions baignoire	interne 56 cm externe 66 cm	interne 56 cm externe 72 cm
Dimensions (l x L) hors tout	73 * 56 * 57 cm	79 * 58 * 57 cm
Hauteur totale	57 cm	57 cm
Dimensions assise (l x L)	46 cm (entre accoudoirs) * 35 cm	46 cm (entre accoudoirs) * 35 cm
Largeur entre accoudoirs	48 cm	48 cm
Poids	6,2. kg	6,5 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
540220	Siège de bain pivotant Atlantis IV	3401060299859	
540221	siège de bain pivotant Atlantis IV XXL	3701127701371	néant