

## Bathmaster™ Deltis™

● en stock



**Le Bathmaster Deltis est un siège de bain autonome et alimenté par batterie qui ne nécessite aucun travaux d'aménagement. Il permet un bain plus simple et plus sûr.**

- 
- Disponible en 3 versions : standard, premium et renforcé
  - Pliable, compact
  - Dossier détachable - facilité de transport et de rangement
  - Entretien et nettoyage faciles
  - Convient à la majorité des modèles de baignoires standard
  - Très stable grâce à 4 ventouses pivotantes
  - Siège et dossier profilés
  - Deux grands volets de transfert latéraux
  - Dossier à inclinaison réglable
  - Système de sécurité permettant une sortie du bain en cas de batterie trop faible
  - Charge complète : 5 heures (batterie au lithium)
  - Nombre de cycles de levées\* : 9 (\*basés sur une charge de 80kg)
  - 3 ans de garantie sur le cadre
  - 1 an de garantie sur la commande batterie

**Pour en savoir plus sur ce produit...**

↓ [Notice d'utilisation](#)



## Bathmaster™ Deltis™ - 091324151

● en stock

**Nécessite un délai de préparation**

EAN : 5028319035587 • TVA : 5.5 %

Désign. : **Complet avec revêtements matelassés bleus •**  
Siège avec volets latéraux (L x l) : **69,5 x 50cm •** Siège sans volets latéraux (L x l) : **37,5 x 50cm •** Dossier (l x h) : **35 x 68cm •** Haut. mini course déplacement : **6,9cm •** Haut. maxi course déplacement : **45,5cm •** Empreinte au sol : **29,5 x 56cm •** Angle maxi d'inclinaison : **40° •** poids : **10,5kg •** poids maximum : **140kg**

• Siège de bain vendu avec revêtements matelassés bleus, commande batterie, chargeur 5 heures et volets latéraux

