

Rollator Road



Rollator pliant, léger, équipé d'une assise confortable, d'un plateau et d'un panier.

Les poignées sont réglables en hauteur et il possède un porte-canne de série.

Référence : SA131 1005



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Profondeur hors tout	61 cm
Largeur hors tout	59 cm
Hauteur des poignées	79 à 92 cm
Hauteur sol /siège	60 cm
Couleur châssis	Gris métal
Poids du rollator	9,6 kg
Poids maxi admissible	120 kg
Conditionnement par 2	

A 024 09 15 1

DUPONT MEDICAL

Parc d'activités Eiffel Energie - Site de Ban la Dame
BP 19 - 54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>

MOBILY[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL