

Omnifix® Elastic

Bande adhésive

Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
900602	5 cm x 10 m	7440423
900603	10 cm x 10 m	7440446
900604	15 cm x 10 m	7639171
900606	2,5 cm x 10 m	7598992
900608	5 cm x 5 m	7699194
900609	10 cm x 5 m	7639188



Produit

Bande adhésive extensible en nontissé microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Les bandes Omnifix sont conformes à la LPPR.

Indications / Classification

Pour la fixation de toute sorte de pansements (pansements pour plaies, gazes, ect), les canules, les sondes, les cathéters, ... En particulier pour couvrir de grandes surfaces.

Omnifix® Elastic est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Nontissé : 100 % polyester - 45 g/m²

Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée)

Papier protecteur : siliciné

Caractéristiques :

Coloris : blanc

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Présentées en rouleau individuel dans une boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
900602	5 cm x 10 m	1	63
900603	10 cm x 10 m	1	36
900604	15 cm x 10 m	1	24
900606	2,5 cm x 10 m	1	63
900608	5 cm x 5 m	1	12
900609	10 cm x 5 m	1	12

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
900602	5 cm x 10 m	84 x 54 x 84 mm	400 x 275 x 274 mm
900603	10 cm x 10 m	104 x 84 x 84 mm	530 x 270 x 230 mm
900604	15 cm x 10 m	84 x 84 x 154 mm	358 x 266 x 326 mm
900606	2,5 cm x 10 m	84 x 54 x 84 mm	400 x 275 x 274 mm
900608	5 cm x 5 m	63 x 54 x 63 mm	208 x 123 x 147 mm
900609	10 cm x 5 m	104 x 63 x 63 mm	226 x 141 x 210 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.