



Son faible poids de 4,2 kilos permet une utilisation mobile.

seca 877

Pèse-personne plat pour une utilisation mobile 

Les balances destinées à un usage mobile doivent avant tout être légères. Avec seulement 4,2 kilos et des dimensions extrêmement compactes, la seca 877 est un parfait exemple. Cela ne l'empêche d'ailleurs pas d'être particulièrement robuste et d'avoir une capacité de 200 kilos. Quatre grands pieds réglables en garantissent la stabilité inébranlable. Même quand on pèse les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. La TARE du poids de l'adulte est alors assurée par la fonction TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspondante.

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Fonctions : TARE-mère, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique
- En option : toise seca 217 combinée à l'adaptateur seca 437, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414 (pour toise et adaptateur combinés) et seca 415



Fonction Tip-on pour se peser sans devoir allumer la balance.



L'étiquette amovible vous permet de personnaliser votre balance.

seca 878 dr

Balance pour médecin avec étiquette personnalisable 

Sa conception et son nom parlent le même langage. La nouvelle balance seca 878 dr est spécialement conçue pour les médecins en consultation. Son double affichage numérique LCD lisible sous deux angles différents et sa commande au pied font de cette balance plate l'outil idéal pour chaque utilisation médicale. La pesée des enfants est facilitée par l'activation de la fonction TARE-mère. Soumise à des exigences de qualité très strictes lors de sa fabrication, cette balance fiable fournit des résultats d'une précision médicale. Avec son design moderne et compact, la balance seca 878 dr répond parfaitement aux besoins quotidiens des médecins.

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique
- Alimentation : piles, bloc secteur seca 447 en option
- En option : Sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414 et seca 415, étiquette personnalisable seca 478 sur www.seca.com/doctorscale



Les deux boutons-poussoirs situés à l'avant du pèse-personne peuvent être actionnés avec le pied.