

seca 956

Fauteuil de pesée pour
une pesée en position
assise ③



- La solution simple pour les personnes handicapées.
- Accoudoirs et repose-pieds repliables pour une installation aisée.
- Frein permettant de bloquer les roues pour une tenue plus sûre.
- Élément de commande intuitif pour une utilisation simple.
- Toutes les fonctions importantes pour une utilité maximale.

seca 956 :Un soulagement pour les patients
et le personnel.

La pesée en position debout représente une contrainte importante pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. Les fauteuils de pesée permettent de soulager fortement les patients et le personnel des maisons de retraite, des hôpitaux, des services de gériatrie et d'orthopédie. Le seca 956 propose une solution solide orientée vers les utilisateurs et offrant toutes les fonctions que doit posséder un fauteuil de pesée.

Tout ce qui est important.

Grâce à une capacité de 200 kg et une graduation de 100 g, le modèle seca 956 répond à toutes les normes de base des exigences médicales. A cela viennent s'ajouter des avantages spécifiques à seca comme les accoudoirs et les repose-pieds repliables, le frein permettant de bloquer les roues de manière sûre, un siège ergonomique et des roues légères, qui associés à la poignée ergonomique permettent de faciliter fortement le déplacement du fauteuil de pesée.

Commande aisée.

Grâce aux accoudoirs et repose-pieds repliables, les personnes plus âgées ou de forte corpulence pourront s'installer facilement dans le fauteuil de pesée. Le travail du personnel est également facilité : le modèle seca 956 fonctionnant sur piles, plus besoin de partir à la recherche d'une prise de courant, et ce pour 4.000 pesées. Il n'est également plus nécessaire de former l'utilisateur car l'élément d'affichage intégré à la poignée se commande de manière intuitive.

TARE et HOLD.

Le modèle seca 956 est bien entendu équipé des fonctions importantes : La fonction TARE, permettant de peser chaque poids ajouté séparément et la fonction HOLD permettant au personnel de d'abord s'occuper du patient avant de lire le résultat de la mesure. Tout ceci, en plus de sa fabrication réputée et de sa longue durée de vie, fait du fauteuil de pesée un vrai produit seca. Car il répond à toutes les attentes que l'on peut exiger du leader mondial sur le marché de la pesée et de la mesure médicales.



L'affichage est positionné de manière pratique et est très facile à commander.



Les accoudoirs et repose-pieds sont repliables, ce qui facilite l'installation et le relevage.

La nouvelle poignée ergonomique facilite le déplacement.

seca 956

Caractéristiques techniques

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g
- Dimensions (LxHxP) : 563 x 906 x 946 mm
- Poids : 22,4 kg
- Alimentation : piles
- Fonctions : TARE, HOLD, extinction automatique
- Classe d'étalonnage : 

