

## STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PÉDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON NOIR

Réf. 507210



# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PÉDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON NOIR



Réf. 507210

## Le stéthoscope polyvalent de Spengler

Pour l'auscultation pédiatrique.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
  - Membrane double fréquence :
    - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
    - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
  - Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
  - Bague antifroid et embouts auriculaires confortables
- De couleur noire.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446009120
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	16,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	32,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	4,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,375
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:45 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507210

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.