

## STÉTHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II DOUBLE PAVILLON

Réf. 506011



# STÉTHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II DOUBLE PAVILLON



Réf. 506011

**Avec son pavillon lourd doté de la technologie «acoustique premium», le nouveau Cardio Prestige II est le stéthoscope le plus performant.**

Développé avec l'aide du CNRS et de l'école CENTRALE, le stéthoscope CARDIOPRESTIGE II est la quintessence du savoir faire SPENGLER.

Avec son pavillon lourd doté de la technologie "acoustique premium", de sa tubulure oversize, il offre un niveau de performance jamais atteint.

#### UNE ACOUSTIQUE D'EXCEPTION

- Lyres large diamètre
- Membrane flottante multi fréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)

#### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en nano silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

#### POLYVALENCE

- Pavillon adulte et pédiatrique

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446034399
Garantie (mois) :	84	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,601
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



13/06/2022 12:31 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 506011

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.