



Unité dentaire mobile autonome



MHC 701

UNITS POUR SOINS AMBULATOIRES AUTONOME

Il dispose de tout l'équipement nécessaire pour prodiguer les soins. Son encombrement et sa mobilité lui permet un usage très polyvalent et un rangement facilité. Seule une prise électrique est nécessaire.

Comprenant :

- 2 sorties instruments pneumatiques (midwest)
- 1 seringue 3 voies avec embout interchangeable
- 1 pompe à salive.
- 1 système d'alimentation autonome en eau
- 1 bouteille de récupération des déchets
- Réglage individuel du spray des instruments rotatifs
- 1 compresseur sans huile

Caractéristiques techniques

Unité dentaire mobile autonome	
Alimentation	AC 230 V - 50 Hz
Puissance	600w
Pression d'air	400 ~ 500 Kpa
Débit	40 L/min
Pression eau	200 Kpa
Dimensions (mm)	680 x 440 x 870
Poids	54 kg
Référence	Désignation
MHC701	Unité dentaire mobile
Option :	Micromoteur électrique compatible MC3 LED