

BRASSARD SPENGLER ENFANT (S) POUR MOBI

Réf. 513711



BRASSARD SPENGLER ENFANT (S) POUR MOBI



Réf. 513711

Pièce détachée : brassard taille S (enfant 15-26 cm) pour tensiomètre MOBI de SPENGLER.
 Motifs pédiatriques sur le brassard.
 Les brassards disposent d'une entrée universelle LIFE LINK pour connecter la tubulure.
 Les matériaux sélectionnés améliorent le nettoyage et la durabilité.
 La nouvelle silhouette du brassard offre une lisibilité dégagée de l'index de taille du brassard.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :		Code barres :	3700446028008
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,154
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 513711