

## Tensiomètre mécanique **BOSO Classic** BO047011101

### Tensiomètre professionnel avec système de tuyau 2 en 1

Modèle de type classique bénéficiant des technologies les plus modernes.

Le manomètre est insensible aux surpressions et traité anticorrosion.

Le système breveté de tuyaux 2 en 1 ne présente extérieurement qu'un seul tuyau, tout en offrant tous les avantages d'un système double-tubulure : l'apport d'air provoqué par la pression sur la poire est d'abord dirigé vers le brassard, puis transmis, atténué, au manomètre.



La montée en pression se fait donc sans à-coups, protégeant ainsi le mécanisme.

La poire ergonomique, particulièrement puissante, permet un gonflage rapide.

L'élégant boîtier chromé mis en valeur par un fond anthracite souligne l'effort esthétique apporté à ce modèle. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de  $\pm 3$  mmHg sur toute la plage de mesure.

L'appareil est livré complet, avec un brassard velcro noir dans un étui à fermeture éclair de luxe.

Fabriqué en Allemagne par BOSO - Garantie 2 ans

EAN : 4002427000478

#### Accessoires :

<b>BO111412101</b>	BRASSARD VELCRO NOIR BRAS FORT CLASSIC - 12 X 35
<b>BO111425701</b>	BRASSARD VELCRO NOIR ADULTE CLASSIC - 12 X 23
<b>BO211430201</b>	BRASSARD VELCRO NOIR ENFANT CLASSIC - 8 X 20